



## วิธีการหาค่า Serum Titers (Quantitative)

นำซีรัมที่อ่านได้ผลบวกที่ค่า titer 1:50 มาทำให้เจือจางต่อให้ได้ serial dilute serum (2-fold) ดังนี้คือ 1:100, 1:200, 1:400, 1:800, 1:1600 และ 1: 3200 แล้วดำเนินการตามวิธี screening test

## การอ่านผล

**ผลบวก (Positive) :** พบเชื้อริคเคทเซียติดสีฟลูออเรสเซนต์ในซัยโตพลาสซึมของเซลล์

**ผลลบ (Negative) :** ไม่พบเชื้อริคเคทเซียติดสีฟลูออเรสเซนต์ในซัยโตพลาสซึมของเซลล์เลย แต่พบเซลล์ติดสีแดงของ Evans blue แทน

## การแปลผล

### 1. กรณี single serum

- 1.1 IgM หรือ IgG < 1:50 :- ไม่พบการติดเชื้อริคเคทเซีย (ควรขอซีรัมที่ 2)
- 1.2 IgM หรือ IgG > 1:50 แต่ < 1:400 :- recent infection (ควรขอซีรัมที่ 2)
- 1.3 IgM หรือ IgG > 1:400 :- active infection (ควรขอซีรัมที่ 2)

### 2. กรณี paired sera

- 2.1 Four-fold rising titer ถึง  $\geq 1:200$  :- active infection
- 2.2 IgM หรือ IgG ของทั้ง 2 ซีรัม  $\geq 1:400$  :- active infection
- 2.3 ไม่พบทั้งข้อ 2.1 และ 2.2 :- ไม่พบการติดเชื้อริคเคทเซีย

## หมายเหตุ

1. ซีรัมที่ 2 ให้เก็บห่างจากวันเริ่มป่วยประมาณ 10-21 วัน หรือเก็บห่างจากซีรัมที่ 1 ประมาณ 7-14 วัน
2. การแปลผล ให้แปลร่วมกับการวินิจฉัยทางคลินิก
3. พลาสมาสามารถนำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยได้เช่นเดียวกับซีรัม

# คู่มือการใช้สไลด์

# IFA

## เพื่อการตรวจ

# วินิจฉัยโรคสครับไทฟัส

ฝ่ายริคเคทเซีย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร. 0-2589-9850-8, 0-2951-0000-11

โทรสาร. 0-2591-5449



# คู่มือการใช้สไลด์ IFA เพื่อการตรวจวินิจฉัย

# โรคสครับไทฟัส



## หลักการ

เป็นวิธี Indirect-IFA โดยให้ anti-rickettsia ในซีรัมทำปฏิกิริยากับตัวเชื้อ *Orientia tsutsugamushi* ในเซลล์ L929 (mouse fibroblast cell) ที่ fixed อยู่บนสไลด์แก้ว แล้วเติม anti-human IgM และ IgG ซึ่งติดสลาด้วยสี Fluorescein เมื่อนำไปตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ จะเห็นเซลล์ที่ติดเชื้อริคเก็ตเซียติดสีฟลูออเรสเซนซ์

## วัสดุที่เตรียมให้

1. สไลด์แก้วที่เคลือบด้วยเซลล์ L929 ที่ติดเชื้อ *O. tsutsugamushi* จำนวน 25 แผ่น (เก็บที่ -20° C)
2. FITC-conjugated rabbit anti-human IgM และ IgG (Dako, Denmark) ชนิดละ 1 ขวด (1:40 in PBS (-) ที่เติม Evans blue) เก็บในที่มืดอุณหภูมิ 4° C
3. Anti-rickettsia positive and negative control sera ชนิดละ 1 ขวด

## วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมเอง

1. Phosphate buffer saline (PBS (-)) pH 7.4

Ingredients :

NaCl	8	gm
KCl	0.20	gm
Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>	1.15	gm
KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	0.20	gm
Distilled water	1	litre

2. Automatic micropipettes ขนาด 20, 100 µl และ tips
3. Incubator, 37° C
4. กล่องพลาสติกที่มีความชื้น (moist chamber)
5. นาฬิกาจับเวลา
6. Staining Jars 0.2 M Na
7. Coverslips ขนาด 24x60 mm.
8. Microplate mixer
9. Buffered-glycerol Mounting Fluid, pH 9.0

Glycerol	90	ml
HPO <sub>4</sub>	10	ml

## วิธีการทำ Screening test (Qualitative)

1. นำสไลด์ IFA จากตู้ -20° C ฝั่งให้แห้งด้วยลมเย็น
2. เจือจางซีรัมที่ต้องการตรวจสอบด้วย PBS (-) ให้ได้ค่าไตเตอร์เท่ากับ 1:50
3. นำซีรัมที่เจือจางแล้วจากข้อ 2 หยดลงบนสไลด์ จำนวน 2 หลุม ๆ ละ 5 µl (สไลด์ 1 แผ่นมี 21 หลุม สามารถตรวจตัวอย่างได้ 8 ตัวอย่าง (16 หลุม) จำนวนที่เหลือใช้ทำ positive control serum 2 หลุม และ negative control serum 2 หลุม)

4. นำสไลด์ที่หยดซีรัมแล้ว วางในกล่องพลาสติกที่มีความชื้น นำไปบ่มที่ 37° C นาน 40 นาที
5. นำสไลด์มาล้างด้วย PBS (-) จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 3-5 นาที
6. ฝั่งสไลด์ให้แห้งด้วยลมเย็น
7. หยด FITC-conjugated anti-human IgM และ IgG ลงในหลุมที่ 1 และ 2 ตามลำดับ
8. นำสไลด์ที่หยด conjugated แล้ว วางในกล่องพลาสติกที่มีความชื้น นำไปบ่มที่ 37° C นาน 40 นาที
9. นำสไลด์มาล้างด้วย PBS (-) จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 3-5 นาที
10. ฝั่งสไลด์ให้แห้งด้วยลมเย็น
11. หยด Buffered Glycerol Mounting Fluid ลงบนสไลด์แล้วปิดทับด้วย coverslips
12. นำสไลด์อ่านผลด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์

