





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Department of Medical Sciences

# คมมือ

## การตรวจทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มอาการดาวนในหญิงตั้งครรภ์





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Department of Medical Sciences

# คู่มือ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
กลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

## ชื่อหนังสือ

คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

## จัดทำโดย

คณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทางห้องปฏิบัติการ

## จัดพิมพ์

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

02 951 0000 ต่อ 99394, 99325

พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2562 จำนวน 1,000 เล่ม

พิมพ์ที่ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นจำกัด

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

ISBN : 978-616-11-4047-2

## คณะผู้จัดทำ

### นพ. สุขุม กาญจนพิมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
โทร. 02-5901000

### นพ. สมชาย แสงกิจพร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข  
โทร. 02-9510000 ต่อ 99005

### รศ.นพ. ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โทร. 043-202489

### รศ.พญ. รุติมา สุนทรสังข์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โทร. 074-451205

### รศ.นพ. พัญญู พันธุ์บูรณะ

โรงพยาบาลรามารัตนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทร. 02-2012166

### นพ. สุกิจ ศรีทิพย์วรรณ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
โทร. 02-2897000

### พญ. พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์

กรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข  
โทร. 02-5904567

### นางสาวอัมรา ไวยัง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข  
โทร. 053-176225-6 ต่อ 114

### นางสาวอรพรรณ ศรีพิชัย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข  
โทร. 02-9510000 ต่อ 99302

### นางสาวสาวิตรี ต้วงเรือง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข  
โทร. 02-9510000 ต่อ 99325

### นพ. สมฤกษ์ จึงสมาน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข  
โทร. 02-9510000 ต่อ 99004

### ศ.ดร. นายแพทย์วิพร วิประภังค

โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทร. 02-4195972

### รศ.นพ. ขเนนทร์ วนาภิรักษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โทร. 053-935552

### รศ.นพ. ศักนัน มะโนทัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
โทร. 02-2564000 ต่อ 2115

### รศ.ดร. บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค

โรงพยาบาลรามารัตนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทร. 02-2011267

### ผศ. ผุสดี โตบันลือภาพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
โทร. 02-9869213-9 ต่อ 7250

### นางสิริภากร แสงกิจพร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข  
โทร. 02-9510000 ต่อ 99394

### นางสาวสุพิชฌาย์ เต็มเสรีกุล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข  
โทร. 02-9510000 ต่อ 99242

### นางอารีรัตน์ ขอไชย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข  
โทร. 02-9510000 ต่อ 99394



## คำนำ

กลุ่มอาการดาวน์ เป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศ สามารถป้องกันได้โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนและบุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง, การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงในการให้กำเนิดบุตรเป็นกลุ่มอาการดาวน์ และการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุกรรมอย่างครบวงจร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะที่มีภารกิจหลักทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ จึงได้ประสานคณะผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกันจัดทำคู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในด้านการตรวจคัดกรอง เพื่อประเมินความเสี่ยงในการให้กำเนิดบุตรเป็นกลุ่มอาการดาวน์ และการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด เพื่อเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ขอขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการจัดทำคู่มือฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้อันมีคุณค่าทั้งหมดจะอำนวยประโยชน์ในการพัฒนาเครือข่ายการตรวจกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ของประเทศ ให้มีศักยภาพการให้บริการได้อย่างน่าเชื่อถือ อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุดในการควบคุมและป้องกันโรคต่อไป

(นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์)  
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



## สารบัญ

	หน้า
<b>บทที่ 1</b> การตั้งครุภัณฑ์ทารกกลุ่มอาการดาวน์และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1-6
<b>บทที่ 2</b> การตรวจคัดกรอง	7-16
<b>บทที่ 3</b> การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด	17-28
<b>ภาคผนวก</b>	29
แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการกลุ่มอาการดาวน์	30
ตัวอย่างแบบนำส่งตัวอย่างการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยวิธี Quadruple test	31-32
ตัวอย่างแบบนำส่งตัวอย่างการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดกลุ่มอาการดาวน์	33
คำย่อ	34
คำสั่งแต่งตั้ง	35-37

A glowing blue DNA double helix structure is positioned on the left side of the page, extending vertically. The background is a light blue gradient with soft, out-of-focus circular bokeh lights and a subtle pattern of small white dots.

บทที่  
**1**

การตั้งครรภทการก  
กลุ่มอาการดาวน์  
และการตรวจ  
ทางห้องปฏิบัติการ




## บทที่ 1


### การตั้งครรภ์การกกลุ่มอาการดาวน์และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมที่พบได้บ่อยที่สุดในโลก ผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์มีลักษณะอาการทางคลินิกและอาการแสดงที่จำเพาะ เช่น มีลักษณะใบหน้ากลม ศีรษะแบน ตาเฉียงขึ้น ตั้งจมูกแบน ลิ้นมักยื่นออกมา กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก มือสั้นและกว้าง มีเส้นลายมือขวาง นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของนิ้วเท้าอยู่ห่างกัน เป็นต้น ลักษณะเด่นคือ มีระดับสติปัญญาต่ำกว่าทั่วไป หัวใจพิการแต่กำเนิด ร่วมกับความผิดปกติในระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบโลหิต การได้ยิน การมองเห็น ระบบทางเดินอาหาร ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ เป็นต้น<sup>(1,2)</sup> ทารกกลุ่มอาการดาวน์จึงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่แรกเกิด ทั้งการรักษาพยาบาลภาวะที่ผิดปกติไป และการกระตุ้นพัฒนาการ อุบัติการณ์การเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์พบได้ประมาณ 1 ใน 800 ถึง 1 ใน 1,000 ของทารกแรกเกิดมีชีพ ในประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ปีละประมาณ 800,000 คน หากไม่มีการควบคุมและป้องกัน ประมาณการได้ว่า จะพบทารกกลุ่มอาการดาวน์รายใหม่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 800 - 1,000 คน<sup>(2)</sup>

คนปกติมีโครโมโซม 23 คู่ หรือ 46 แห่ง (ภาพที่ 1) ในขณะที่กลุ่มอาการดาวน์เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมาทั้งโครโมโซมหรือเพียงบางส่วน สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ การมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แห่งในทุกเซลล์ของร่างกาย ซึ่งเกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติ (Nondisjunction) ความผิดปกติแบบนี้เรียกว่า Trisomy 21 พบร้อยละ 95 ของกลุ่มอาการดาวน์ทั้งหมด (ภาพที่ 2) สาเหตุรองลงมาเรียกว่า


Robertsonian translocation คือการมีส่วนของโครโมโซมที่ 21 เกินมาจากการเคลื่อนย้ายไปเชื่อมติดกับโครโมโซมชนิดที่เป็น Acrocentric chromosome ซึ่งมักเป็นโครโมโซมที่ 14 พบได้ร้อยละ 4 ของกลุ่มอาการดาวน์ทั้งหมด (ภาพที่ 3) ส่วนสาเหตุที่พบน้อยที่สุดคือ ภาวะ Mosaicism ซึ่งผู้ป่วยมีโครโมโซม 2 แบบ ในคนเดียว (2 Cell lines) บางเซลล์มีโครโมโซมปกติ 46 แห่ง และบางเซลล์มีโครโมโซมผิดปกติ 47 แห่ง ความผิดปกติจะมากหรือน้อยขึ้นกับสัดส่วนของเซลล์ที่มีโครโมโซมผิดปกติในร่างกาย พบร้อยละ 1 ของกลุ่มอาการดาวน์ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีสาเหตุแบบ Partial trisomy 21 คือการมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมาเพียงบางส่วนไม่ใช่ทั้งโครโมโซม โดยส่วนของโครโมโซมที่เกินมานั้นมีพื้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome Critical Region or DSCR) รวมอยู่ด้วย ความผิดปกติแบบนี้พบน้อยมากมักเป็นกลุ่มอาการดาวน์ที่ตรวจโครโมโซมโดยวิธีมาตรฐานแล้วผลปกติ ดังนั้นถ้าลักษณะทางคลินิกเหมือนกลุ่มอาการดาวน์ แต่จำนวนโครโมโซมปกติ ต้องตรวจยืนยันโดยวิธีอณูพันธุศาสตร์ (Molecular genetics)<sup>(3)</sup>






ภาพที่ 1 แสดงโครโมโซมปกติ จำนวน 46 แห่ง ในเพศชาย (46, XY)

(ที่มา : <http://easyheredity.blogspot.com/2015/02/chromosome-dna-dna-2-centromere.html>)



ภาพที่ 2 แสดงความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 แบบ Trisomy 21

(ที่มา : <https://www.sciencephoto.com/media/266718/view>)



ภาพที่ 3 แสดงความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 แบบ Robertsonian translocation

ระหว่างโครโมโซมคู่ที่ 14 และ 21 (ที่มา : <http://neoreviews.aappublications.org/content/13/1/e30>)<sup>4</sup>

หญิงตั้งครรภ์ทุกคนมีโอกาสตั้งครรภ์ทารกกลุ่มอาการดาวน์ โดยอัตราความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามอายุของหญิงตั้งครรภ์ ดังแสดงในตารางที่ 1 หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปตอนครบกำหนดคลอด จะมีความเสี่ยงในการคลอดทารกเป็นกลุ่มอาการดาวน์มากกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี โดยทั่วไปแพทย์จึงแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปให้ได้รับข้อมูลเพื่อตัดสินใจทำการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดเพื่อตรวจโครโมโซมของทารกในครรภ์ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ์จะมีโครโมโซมผิดปกติ

อย่างไรก็ตามทารกกลุ่มอาการดาวน์ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 75-80 เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์จำนวนมากอยู่ในช่วงอายุนี้ ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงน้อยในการมีทารกในครรภ์เป็นกลุ่มอาการดาวน์ และแพทย์ไม่ได้แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด เนื่องจากความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะน้ำคร่ำมีค่าสูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยงต่อการที่หญิงตั้งครรภ์จะมีทารกในครรภ์เป็นกลุ่มอาการดาวน์<sup>(5,6)</sup>

ตารางที่ 1 ความเสี่ยงการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์จะเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับอายุของหญิงตั้งครรภ์<sup>(6)</sup>

อายุหญิงตั้งครรภ์ (ปี)	ความเสี่ยงการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์	อายุหญิงตั้งครรภ์ (ปี)	ความเสี่ยงการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์
20	1:1667	35	1:378
21	1:1667	36	1:289
22	1:1429	37	1:224
23	1:1429	38	1:173
24	1:2550	39	1:136
25	1:2550	40	1:106
26	1:1176	41	1:82
27	1:1111	42	1:63
28	1:1053	43	1:49
29	1:1000	44	1:38
30	1:952	45	1:30
31	1:909	46	1:23
32	1:769	47	1:18
33	1:602	48	1:14
34	1:485	49	1:11



ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทำให้สามารถคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ในทุกอายุว่ารายใดจะมีความเสี่ยงสูงต่อการมีทารกในครรภ์เป็นกลุ่มอาการดาวน์ เพื่อแนะนำให้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดต่อไป


### การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ มี 2 ระดับ ดังนี้

1. การตรวจคัดกรอง (Screening test) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการป้องกันและลดโอกาสการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ด้วยการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ทุกอายุที่มีความเสี่ยงสูงและแนะนำให้รับการวินิจฉัยก่อนคลอด ทั้งนี้เพื่อจะลดภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ สามารถทำได้ทั้งในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์
2. การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด (Prenatal diagnosis : PND) เป็นการตรวจวิเคราะห์โครโมโซมของทารกในครรภ์ที่ผลการตรวจคัดกรองพบว่า

มีความเสี่ยงสูง (ภาพที่ 4) ต้องอาศัยการเก็บตัวอย่างของทารกในครรภ์ อาจเป็นตัวอย่างจากการตัดชิ้นเนื้อรก ตัวอย่างจากการเจาะน้ำคร่ำ หรือเลือดจากการเจาะจากสายสะดือของทารกในครรภ์ การเก็บตัวอย่างของทารกในครรภ์ทั้ง 3 วิธี แพทย์จะทำได้ด้วยความระมัดระวัง โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการขึ้นาร่วมด้วย


ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญในการควบคุมและป้องกันกลุ่มอาการดาวน์ การดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการทุกขั้นตอนล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเหมาะสมตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 15189 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ หรือมาตรฐานโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ สามารถสนับสนุนการควบคุมและป้องกันกลุ่มอาการดาวน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 4 แสดงความเชื่อมโยงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์สู่การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด

## เอกสารอ้างอิง

1. สิริภากร แสงกิจพร, สมชาย แสงกิจพร. การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคทางพันธุกรรม “โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและกลุ่มอาการดาวน์”. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์; 2548.
2. พิศพรรณ วีระยิ่งยง, จอมขวัญ โยธาสมุทร, ศรวณีย์ ทนุชิต, ศุภวรรธน์ เพิ่มผลสุข, สุธีนุช ตั้งสฤติย์กุลชัย ณีรัฐธิดา มาลาทอง, ยศ ตีระวัฒนานนท์, ศรีเพ็ญ ต้นติเวสส. รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินโครงการนำร่องการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ; 2559.
3. นพวรรณ ศรีวงศ์พานิช. ภาวะปัญญาอ่อน/ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา. วารสารราชานุกูล 2552; 24(2): 31-56.
4. Crotwell PL and Hoyme HE. Core Concepts: Chromosome Aneuploidies. NeoReviews 2012; 13(1): e30.
5. จันทนา พัฒนเกสัช, อุษณา ตัณมุขกุล, ยศ ตีระวัฒนานนท์. ต้นทุนผลได้ของการตรวจกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดของกลุ่มอาการดาวน์ในประเทศไทย. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2555; 21(4): 667-684.
6. ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ. การวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์ในปัญหาทางสูติศาสตร์ที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 1. ขอนแก่น:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น;2561: 113-134.



ບາດ  
2

ການຕຣວາຄັດກຣອງ



## บทที่ 2

### การตรวจคัดกรอง

#### บทนำ

การตรวจคัดกรองมีเป้าหมายที่สำคัญในการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการตั้งครรภ์ทารกกลุ่มอาการดาวน์ ผลการตรวจคัดกรองจึงมีความสำคัญในการให้คำแนะนำการตรวจวินิจฉัยเพื่อการยืนยันในขั้นต่อไป การตรวจคัดกรองจึงต้องเป็นการทดสอบที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งความแม่นยำ ความเที่ยงตรง ความไว ได้ผลเร็ว ค่าใช้จ่ายไม่สูง และมีผลบวกลวงต่ำ การรายงานผลการตรวจคัดกรอง มี 2 ลักษณะ ดังนี้

1. ความเสี่ยงสูง (High risk) แสดงว่ามีโอกาสสูงที่ทารกในครรภ์จะเป็นกลุ่มอาการดาวน์ หญิงตั้งครรภ์จะได้รับคำแนะนำให้ตรวจยืนยันต่อด้วยการวินิจฉัยทารกในครรภ์ (Prenatal diagnosis : PND) เพราะไม่เสมอไปที่ทารกในครรภ์จะมีโครโมโซมผิดปกติทุกราย

2. ความเสี่ยงต่ำ (Low risk) แสดงว่ามีโอกาสน้อยที่ทารกในครรภ์จะเป็นกลุ่มอาการดาวน์ มีความจำเป็นน้อยมากที่จะต้องตรวจยืนยันต่อด้วยการวินิจฉัยทารกในครรภ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าทารกในครรภ์จะปกติทั้งหมด

โดยสรุปการตรวจคัดกรองทำไปเพื่อหาความเสี่ยงจำเพาะของหญิงตั้งครรภ์แต่ละราย (Individual risk) ที่จะบอกว่าความเสี่ยงที่มีอยู่นั้นสูงคุ้มค่าพอที่จะแนะนำให้เจาะน้ำคร่ำหรือไม่ เพราะการเจาะน้ำคร่ำมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียทารกได้เช่นกัน ดังนั้นเกณฑ์ที่ยอมรับกันเป็นส่วนใหญ่ในการบอกว่าเสี่ยงสูงหรือไม่จึงใช้ค่าตัวเลข 1: 250 เป็นจุดตัด ซึ่งเป็นค่าที่ใช้เทียบกับอัตราการสูญเสียบุตรจากการเจาะน้ำคร่ำนั่นเอง

การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์มีหลายวิธีแตกต่างกันไปตามอายุครรภ์ขณะรับการตรวจ แต่ละวิธีมีประสิทธิภาพและข้อดีข้อเสียต่างกัน ประสิทธิภาพของการตรวจคัดกรองในการจำแนกทารกผิดปกติดังกล่าวจะคำนวณเป็นอัตราการตรวจพบ (Detection rate) และอัตราผลบวกลวง (False-positive rate) ปัจจุบันแนวทางการตรวจคัดกรองที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลต้องมีความไวมากกว่าร้อยละ 75 และมีความจำเพาะมากกว่าร้อยละ 95<sup>(1)</sup> ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของวิธีการตรวจคัดกรองที่เป็นที่ยอมรับ<sup>(2)</sup>

Test	Detection rate (%)	False-positive rate (%)
Combined first trimester screening: MA+NT+β-hCG+PAPP-A	82-87	5
Quadruple test: Second trimester screening MA+AFP+β-hCG+uE3+ Inhibin A	81	5
Cell-free fetal DNA in maternal plasma	98	<0.5



ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพของวิธีการตรวจคัดกรองด้วยวิธีต่างๆ ที่มีความไว้น้อยกว่าร้อยละ 75<sup>(2)</sup>

Test	Detection rate (%)	False-positive rate (%)
MA	44	16
Triple test: MA+AFP+β-hCG+uE3	69	5
MA+NT	64-70	5

MA= Maternal age    NT= Nuchal translucency  
 PAPP-A= Pregnancy associated plasma protein-A  
 uE3= Unconjugated estriol

β-hCG= free β-human chorionic gonadotropin  
 AFP= Alpha-fetoprotein

### องค์ประกอบการประเมินความเสี่ยง

#### 1. อายุหญิงตั้งครรภ์ (Maternal age: MA)<sup>(3)</sup>

หญิงตั้งครรภ์มีอายุมากกว่า 35 ปี เมื่อนับถึงวันกำหนดคลอด มีความเสี่ยงสูงต่อการมีบุตรเป็นกลุ่มอาการดาวน์ กรณีนี้แพทย์จะแนะนำให้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดเพื่อหาความผิดปกติของโครโมโซม แต่ถ้าหญิงตั้งครรภ์ปฏิเสธการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดเพราะกลัวอันตรายที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะน้ำคร่ำก็สามารถเลือกที่จะตรวจคัดกรองด้วยวิธีอื่นๆ ก่อน เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจ

#### 2. การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonography) เพื่อวัด NT ในไตรมาสแรก<sup>(4)</sup>


คือการวัด Nuchal translucency (NT) ของน้ำที่สะสมบริเวณด้านหลังต้นคอของทารกในครรภ์ในช่วงอายุ 11-13 สัปดาห์ ประมาณ 1 ใน 3 ของทารกในครรภ์ที่มี NT หนาผิดปกติจะมีโครโมโซมผิดปกติ และครึ่งหนึ่งของทารกกลุ่มที่มีโครโมโซมผิดปกติจะเป็นทารกกลุ่มอาการดาวน์ ทั้งนี้ NT ที่หนาผิดปกตินี้ไม่ถือว่าเป็นความพิการของทารกในครรภ์

แต่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น NT จะมีความหนาเพิ่มขึ้นในทารกที่อายุครรภ์มากขึ้น ดังนั้นอายุครรภ์ที่วัดความหนาของ NT ก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ NT ในการแยกการตั้งครรภ์ทารกกลุ่มอาการดาวน์ออกจากทารกปกติ โดยพบว่าประสิทธิภาพจะลดลงหากตรวจคัดกรองในอายุครรภ์ที่มากขึ้น ดังนั้นการวัดความหนาของ NT เพียงอย่างเดียวจึงถูกแนะนำให้ใช้เฉพาะการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ในกรณีการตั้งครรภ์แฝด

#### 3. การตรวจสารชีวเคมีในเลือดหญิงตั้งครรภ์ (Biochemical makers)<sup>(3)</sup>

สารชีวเคมีที่ใช้ตรวจคัดกรองมีดังนี้

**3.1 Serum pregnancy associated plasma protein-A (PAPP-A)** เป็นไกลโคโปรตีนที่สร้างจาก Trophoblast สามารถตรวจพบในเลือดมารดาตั้งแต่อายุครรภ์ 28 วัน หลังการปฏิสนธิและจะเพิ่มขึ้นตลอดการตั้งครรภ์ โดยมีการเพิ่มเป็นสองเท่าทุก 4-5 วัน ในไตรมาสแรก จากการศึกษาพบว่า ค่า PAPP-A จะลดลงในหญิงตั้งครรภ์ที่ทารกในครรภ์เป็นกลุ่มอาการดาวน์



### 3.2 Serum alpha-fetoprotein (AFP)

เป็นไกลโคโปรตีนที่สร้างจาก Yolk sac ในระยะแรกของการตั้งครรภ์และจากระบบทางเดินอาหารและตับของทารกในระยะหลังของการตั้งครรภ์ ค่า AFP จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ไปจนตลอดการตั้งครรภ์ จากการศึกษพบว่า ค่า AFP ลดลงในหญิงตั้งครรภ์ที่ทารกในครรภ์เป็นกลุ่มอาการดาวน์เมื่อเทียบกับหญิงตั้งครรภ์ที่ทารกปกติและจะลดลงอย่างชัดเจนในระยะไตรมาสที่สอง

### 3.3 Serum free $\beta$ -human chorionic gonadotropin ( $\beta$ -hCG)

เป็นไกลโคโปรตีนที่สร้างจาก Syncytiotrophoblast ประกอบด้วย  $\alpha$  และ  $\beta$  Subunit ซึ่ง  $\beta$  Subunit จะมีความจำเพาะสำหรับ hCG มากกว่า ซึ่งจะมีอยู่ 2 รูปแบบคือ Free form และ Intact form ระดับ  $\beta$ -hCG ทั้งสองรูปแบบจะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจากการฝังตัวและสูงสุดช่วงอายุครรภ์ 10-12 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะลดลงจนกระทั่งหลัง 20-22 สัปดาห์ ค่าจะคงที่ไปจนครบกำหนดคลอด จากการศึกษพบว่า ค่า free  $\beta$ -hCG เพิ่มขึ้นในหญิงตั้งครรภ์ที่ทารกในครรภ์เป็นกลุ่มอาการดาวน์

### 3.4 Serum unconjugated estriol (uE3)

เป็นเอสโตรเจนที่สร้างจากรก จากการศึกษพบว่าค่า uE3 ลดลงในหญิงตั้งครรภ์ที่ทารกในครรภ์เป็นกลุ่มอาการดาวน์

### 3.5 Serum dimeric inhibin-A

เป็นโปรตีนที่สร้างจากรกและรังไข่ จากการศึกษพบว่าค่า

Inhibin A สูงขึ้นในหญิงตั้งครรภ์ที่ทารกในครรภ์เป็นกลุ่มอาการดาวน์

การตรวจเลือดหญิงตั้งครรภ์ (Maternal serum screening) สามารถตรวจได้ในสองช่วง คือ ในไตรมาสแรก (First trimester) จะตรวจ Beta-human chorionic gonadotrophin ( $\beta$ -hCG) และ Pregnancy associated plasma protein-A (PAPP-A) จากเลือดหญิงตั้งครรภ์ร่วมกับการวัด NT และในไตรมาสที่ 2 (Second trimester) จะตรวจเลือดหญิงตั้งครรภ์โดยวิธี Quadruple (Quad) test โดยการตรวจหาปริมาณสารชีวเคมี 4 ชนิด ได้แก่ Alpha-fetoprotein (AFP), Unconjugated estriol (uE3), Beta-human chorionic gonadotropin ( $\beta$ -hCG) และ Dimeric inhibin-A โดยไม่ต้องวัด NT ซึ่งในหญิงตั้งครรภ์ที่มีทารกในครรภ์เป็นกลุ่มอาการดาวน์จะตรวจพบค่าปริมาณสารชีวเคมีชนิด AFP และ uE3 ต่ำ ขณะที่  $\beta$ -hCG และ Dimeric inhibin-A สูง จากนั้นนำข้อมูลผลการวิเคราะห์ปริมาณสารชีวเคมีและประวัติหญิงตั้งครรภ์มาคำนวณค่าความเสี่ยงโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ผ่านการทดสอบความถูกต้องตามระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะคำนวณค่า AFP, uE3,  $\beta$ -hCG และ Dimeric inhibin-A ออกมาเป็นค่า MoM (Multiples of the Median) หรือจำนวนเท่าของค่ามัธยฐานในกลุ่มประชากรปกติที่อายุครรภ์เท่ากัน ค่า MoM ทั้ง 4 ค่าที่ได้ เมื่อนำมาคำนวณร่วมกับความเสี่ยงที่มาจากอายุหญิงตั้งครรภ์ ประวัติคลอดบุตรกลุ่มอาการดาวน์ ประวัติการสูบบุหรี่ การเป็นเบาหวาน และประวัติอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบนำเสนอตัวอย่างก็จะได้ค่าความเสี่ยงที่ทารกในครรภ์มีโอกาสเป็นกลุ่มอาการดาวน์ โดยทั่วไปการตรวจ Quadruple test มีอัตราการตรวจพบ (Detection rate) ทารกในครรภ์กลุ่มอาการดาวน์ประมาณร้อยละ 81<sup>(2)</sup>



## แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการ

### 1. การตรวจสารชีวเคมีในเลือดหญิงตั้งครรภ์วิธี Quadruple test

ขณะตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์ และรก จะสร้างสารชีวเคมีขึ้นมาหลายชนิดที่สำคัญ เช่น Alpha fetoprotein (AFP), Unconjugated estriol (uE3), Beta-human chorionic gonadotropin ( $\beta$ -hCG) และ Dimeric inhibin-A จากการศึกษาพบว่าการสร้างสารชีวเคมีดังกล่าวระหว่างหญิงตั้งครรภ์ที่ทารกในครรภ์ปกติกับหญิงตั้งครรภ์ที่ทารกในครรภ์เป็นกลุ่มอาการดาวน์ จะมีปริมาณที่แตกต่างกัน จึงเป็นที่มาของการตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารชีวเคมีกลุ่มนี้ นำค่าที่ได้มาประเมินความเสี่ยงของทารกในครรภ์ต่อการเป็นกลุ่มอาการดาวน์

#### การเก็บและการนำส่งตัวอย่าง

1. เจาะเลือดจากเส้นเลือดดำประมาณ 3-5 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็งตัว ปิดป้ายระบุชื่อ-นามสกุลหญิงตั้งครรภ์ วันที่เจาะเลือดให้ชัดเจน

2. วางหลอดเก็บเลือดไว้ที่อุณหภูมิห้อง รอเลือดแข็งตัวปั่นแยกซีรัมไม่เกิน 2 ชั่วโมง นับเวลาหลังจากเจาะเลือด โดยปั่นที่ความเร็วรอบ 3,000 rpm เป็นเวลา 10-15 นาที เก็บตัวอย่างซีรัมไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส

- กรณีไม่สามารถปั่นแยกซีรัมภายใน 2 ชั่วโมง จะต้องเก็บเลือดไว้ที่ 2-8 องศาเซลเซียส

- หากจำเป็นต้องเก็บซีรัมไว้เป็นเวลานานกว่า 6 วัน ต้องเก็บซีรัมไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส หรือหากไม่มีตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สามารถเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง หรือที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส (โดยอนุโลม) เนื่องจาก uE3 ในซีรัมไม่คงตัว และ  $\beta$ -hCG ในซีรัมจะมีระดับเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

**หมายเหตุ :** อย่างไรก็ตามห้องปฏิบัติการทุกแห่งควรจัดระบบงานให้สอดคล้องและสามารถปั่นแยกซีรัมได้ตามเวลาที่กำหนด เพราะคุณภาพของซีรัมจะมีผลต่อผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งอาจนำไปสู่การต้องทำการวินิจฉัยก่อนคลอดชนิดรูก้ำ (Invasive prenatal diagnosis) ที่ไม่จำเป็น

3. กรณีห้องปฏิบัติการไม่สามารถทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยตนเองและต้องส่งซีรัมไปยังห้องปฏิบัติการอื่น ต้องนำส่งโดยใส่ในกล่องที่มีน้ำแข็งเพื่อควบคุมอุณหภูมิพร้อมกับข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และนำส่งห้องปฏิบัติการทันที

#### วิธีการ

เป็นไปตามวิธีมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งต้องพิจารณาเลือกใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์และน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับตรวจหาปริมาณสารชีวเคมี 4 ชนิด พร้อมโปรแกรมประเมินความเสี่ยง ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล เช่น Conformite Europeene (CE) หรือ In Vitro Diagnostic (IVD) เป็นต้น โดยมีข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และระดับสากล

#### ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประเมินความเสี่ยง

1. อายุหญิงตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี มีความเสี่ยงสูงที่จะมีทารกเป็นกลุ่มอาการดาวน์ ดังนั้นจึงต้องได้ข้อมูลอายุที่แท้จริง หรือ วัน เดือน ปี เกิด เพื่อนำมาคำนวณอายุ

2. อายุครรภ์ที่ถูกต้อง นับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการประเมินความเสี่ยง

3. ประวัติการคลอดบุตรกลุ่มอาการดาวน์

4. การสูบบุหรี่ หญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่จะมีผลกระทบต่อค่า uE3 ทำให้มีค่าต่ำกว่าปกติ

5. น้ำหนักตัวของหญิงตั้งครรภ์ มีผลกระทบต่อค่า  $\beta$ -hCG และ AFP โดยหญิงตั้งครรภ์น้ำหนักตัวมาก จะมีความเข้มข้นของ  $\beta$ -hCG และ AFP ต่ำกว่าหญิงตั้งครรภ์น้ำหนักปกติ

6. เบาหวานชนิดพึ่งพาอินซูลิน (IDDM) ระดับ  $\beta$ -hCG และ AFP ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานชนิด IDDM จะต่ำกว่าปกติ

7. เชื้อชาติมีผลต่อปริมาณ  $\beta$ -hCG โดยเชื้อชาติ African American และ Asian American มีความเข้มข้นของ  $\beta$ -hCG สูงกว่าเชื้อชาติอื่น

8. การตั้งครรภ์แฝด มีผลทำให้ปริมาณ  $\beta$ -hCG และ AFP สูงกว่าการตั้งครรภ์เดี่ยว จึงไม่สามารถนำมาคำนวณความเสี่ยงร่วมกับค่ามาตรฐานซึ่งได้จากการตั้งครรภ์เดี่ยวได้

### ข้อดีของการตรวจ

1. เป็นการตรวจวิเคราะห์จากเลือดหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่จะเป็นอันตรายต่อหญิงตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ จึงมีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว

2. สามารถตรวจได้ในหญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุ เป็นประโยชน์ในการตรวจคัดกรองกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของหญิงตั้งครรภ์

3. การตรวจคัดกรองในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี จะช่วยลดจำนวนการทำ Amniocentesis ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์

### ข้อจำกัดของการตรวจ

1. การตรวจคัดกรองไม่สามารถค้นหาทารกที่มีความผิดปกติทั้งหมดได้ การตรวจในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ด้วยการตรวจเลือดรวมกับการวัด NT มีอัตราการตรวจพบทารกในครรภ์กลุ่มอาการดาวน์ ร้อยละ 82-87 ส่วนการตรวจในไตรมาสที่ 2 ของการ

ตั้งครรภ์ด้วยการตรวจ Quadruple test มีอัตราการตรวจพบทารกในครรภ์กลุ่มอาการดาวน์ร้อยละ 81

2. หากพบว่ามีความเสี่ยงสูง ต้องตรวจยืนยันโดยการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดต่อไป

### การควบคุมคุณภาพ

1. ควรทำการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ก่อนเปิดบริการ (Verification) และตรวจสอบคุณภาพของน้ำยาก่อนนำมาใช้ในงานบริการ

2. ควรให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือเป็นประจำสม่ำเสมอ

3. ควรมีการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal quality control) โดยใช้วัสดุควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานทุกครั้งที่ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างส่งตรวจ

4. ควรเข้าร่วมกิจกรรมควบคุมคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก (External quality assurance หรือ Proficiency testing program) เป็นประจำ

5. ควรมีการประเมินติดตาม High risk rate (ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็น False positive) อัตราการตรวจพบ (Detection rate) และอัตราผลลบลง (False negative rate) เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ

6. ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการฝึกอบรมและการตรวจประเมินด้านประสิทธิภาพ ด้านองค์ความรู้ในการวิเคราะห์และประมวลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นประจำ

### การรายงานผล

1. รายงานค่าความเสี่ยงที่ทารกในครรภ์ จะเป็นกลุ่มอาการดาวน์ ค่า Cut off ที่ 1: 250 โดยประเมินจากค่า MoM ซึ่งได้มาจากปริมาณความเข้มข้นของ AFP, uE3,  $\beta$ -hCG และ Dimeric inhibin-A รวมทั้งความเสี่ยงของอายุหญิงตั้งครรภ์ และประวัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง



2. รายงานผลภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับตัวอย่าง

## 2. การตรวจ Cell-free fetal DNA ในพลาสมาหญิงตั้งครรภ์ (Non-invasive prenatal testing : NIPT)<sup>(5)</sup>

เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์จากพลาสมาหญิงตั้งครรภ์ที่เรียกว่า Non-invasive prenatal testing (NIPT) หรือ Non-invasive prenatal screening (NIPS) ซึ่งสามารถตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยและสามารถระบุเพศของทารกในครรภ์ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้ดีเอ็นเอของทารกที่ลอยอยู่ในกระแสเลือดของแม่ (Cell-free fetal DNA) มาตรวจหาลำดับเบส หรือวิเคราะห์การเพิ่มจำนวนของชิ้น DNA fragment เพื่อดูอัตราส่วนของโครโมโซมที่สงสัยว่ามีสัดส่วนมากเกินกว่าโครโมโซมอื่นหรือไม่ การตรวจด้วยเทคนิค NIPT เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก ไม่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์และไม่มีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป ทำได้ 2 แนวทาง คือ

1) การตรวจด้วยวิธีการหาลำดับเบส หรือ DNA sequencing เพื่อประเมินสัดส่วนของดีเอ็นเอที่มาจากโครโมโซมที่ต้องการหาความผิดปกติเทียบกับโครโมโซมคู่อื่นๆ โดยขั้นตอนแรกจะเป็นการเพิ่มปริมาณของฐานข้อมูลดีเอ็นเอที่ต้องการวิเคราะห์ (Library preparation) ผ่านเทคนิค Polymerase chain reaction (PCR based) ซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบ Whole genome approach เป็นวิธีการเพิ่มจำนวนของ Cell-free fetal DNA ของทุกโครโมโซมโดยไม่เลือกตำแหน่งโครโมโซมที่เฉพาะเจาะจงและวิเคราะห์หาลำดับเบส (Base pair sequences) โดยการใช้เทคโนโลยี Next generation sequencing (NGS) แบบ Massively parallel

sequencing (MPS) โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปเปรียบเทียบกับ Reference human genome เพื่อวิเคราะห์หว่า DNA fragment แต่ละชิ้นมาจากตำแหน่งใดของโครโมโซมคู่ใดและประเมินหาสัดส่วนว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของโครโมโซมคู่ใดในบางส่วนหรือทั้งแท่งโครโมโซมหรือไม่ หรือทำการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอแบบ Targeted approach ซึ่งจะทำการเพิ่มจำนวนของ Cell-free fetal DNA เฉพาะบางตำแหน่งของบางโครโมโซมที่พบความผิดปกติได้บ่อย ได้แก่ โครโมโซมคู่ที่ 13, 18, 21, X และ Y เป็นต้น และวิเคราะห์หาลำดับเบส (Base pair sequences) โดยเทคโนโลยี NGS หรือทำการวิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงในลำดับนิวคลีโอไทด์ (Single nucleotide polymorphism : SNP) เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างโครโมโซม หรือ ทำการวิเคราะห์ลำดับเบสด้วยการใช้ Microarray ทดแทนการตรวจ NGS ดังนั้นการตรวจแบบ Targeted approach จึงบอกได้เพียงความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ทำการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น โดยไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติของโครโมโซมคู่อื่นๆ ที่ไม่ได้ทำการวิเคราะห์ได้

2) การตรวจด้วยเทคโนโลยีการตรวจนับสัดส่วนจำนวนโครโมโซมโดยตรงจาก Cell free fetal DNA เทคโนโลยีนี้จะอาศัยตัวจับ (Probe) จำนวนหลายพันชุดที่ถูกออกแบบมาให้จับกับลำดับเบสในดีเอ็นเอของบางโครโมโซมที่พบความผิดปกติได้บ่อย ได้แก่ โครโมโซมคู่ที่ 13, 18, 21, X และ Y เป็นต้น เพื่อสร้างวงแหวนดีเอ็นเอ (DNA circle) ที่มีการติดฉลากด้วยสารเรืองแสงแล้วทำการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของโครโมโซมนั้นด้วยกระบวนการ Rolling circle amplification แล้วทำการวัดปริมาณของแสง Fluorescence ด้วยเครื่องสแกนเพื่อคำนวณเป็นสัดส่วนของโครโมโซมนั้นๆ เทียบกับโครโมโซมควบคุมเพื่อวิเคราะห์ว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของแท่งโครโมโซมหรือไม่

การตรวจ NIPT เป็นวิธีการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถตรวจพบทารกในครรภ์กลุ่มอาการดาวน์ Trisomy 21 ได้ประมาณร้อยละ 99 และมีโอกาสเกิดผลบวกปลอมน้อยกว่าร้อยละ 0.5 แต่ถึงแม้การตรวจโดย NIPT จะเป็นการตรวจกรองที่มีประสิทธิภาพสูง ก็มิได้ใช้เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยกรณีที่ผลการตรวจคัดกรองมีความเสี่ยงสูงจะต้องตรวจยืนยันโดยการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดเสมอ ก่อนที่จะพิจารณายุติการตั้งครรภ์

### วิธีการ

เป็นไปตามวิธีมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งต้องพิจารณาเลือกใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์และน้ำยาตรวจวิเคราะห์ พร้อมโปรแกรมประเมินความเสี่ยงที่ได้รับรองมาตรฐานสากล เช่น Conformite Europeene (CE) หรือ In Vitro Diagnostic (IVD) เป็นต้น โดยมีข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และระดับสากล

### การเก็บและการนำส่งตัวอย่าง

เจาะเลือดจากเส้นเลือดดำประมาณ 10 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บตัวอย่างชนิดพิเศษที่คงรักษาสภาพของ Cell-free fetal DNA ในเลือด นำส่งห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิห้อง พร้อมกับข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด นำส่งห้องปฏิบัติการทันที

### ข้อดีของการตรวจ

1. เป็นวิธีที่มีอัตราการตรวจพบสูงกว่าวิธีตรวจคัดกรองวิธีอื่นๆ
2. เป็นการตรวจวิเคราะห์ด้วยเลือดหญิงตั้งครรภ์ จึงมีความเสี่ยงต่ำที่จะเป็นอันตรายต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ วิธีนี้จึงมีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว

3. สามารถตรวจได้ในหญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุ จึงเป็นประโยชน์ในการตรวจคัดกรองกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของหญิงตั้งครรภ์

4. การตรวจคัดกรองในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี จะช่วยลดอัตราการทำ Amniocentesis ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์

5. ตรวจได้ทั้งในกรณีตั้งครรภ์เดี่ยว ครรภ์แฝด การตั้งครรภ์ที่ได้รับการบริจาคเซลล์ไข่และการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย (In Vitro Fertilization : IVF)

### ข้อจำกัดของการตรวจ

1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม จะพบสัดส่วน Cell-free fetal DNA ได้น้อยกว่าหญิงตั้งครรภ์น้ำหนักปกติ อาจเกิดจากการที่มีปริมาณของ Maternal plasma DNA ที่เพิ่มขึ้น หรืออาจเกิดจาก Blood volume ที่มากขึ้น และเกิด Hemodilution ทำให้สัดส่วนของ Cell-free fetal DNA ต่อ DNA ของหญิงตั้งครรภ์ (Fetal fraction) ลดลง

2. เนื่องจาก Cell-free fetal DNA มาจาก Apoptotic trophoblast ดังนั้นหากมีภาวะ CPM (Confined Placental Mosaicism) ซึ่งพบได้ร้อยละ 1 จะส่งผลให้เกิดการแปลผลโครโมโซมผิดพลาด เกิดเป็นผลบวกปลอมได้ทั้งที่ทารกในครรภ์ปกติ ดังนั้นต้องตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดทุกครั้ง หากผล NIPT รายงานว่ามีความเสี่ยงสูง

3. หากหญิงตั้งครรภ์มีภาวะ Mosaicism หรือมีโรคมาเร็งบางชนิดอยู่ จะทำให้เกิดผลบวกปลอมได้

4. การตรวจ NIPT ในปัจจุบัน ยังมีราคาสูง ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ในการตรวจคัดกรองในวงกว้าง




### การควบคุมคุณภาพ

1. ควรทำการตรวจสอบคุณภาพของน้ำยาก่อนนำมาใช้ในงานบริการ
2. ควรให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือเป็นประจำสม่ำเสมอ
3. ควรมีการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal quality control) โดยใช้วัสดุควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานทุกครั้งที่ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างส่งตรวจ
4. ควรเข้าร่วมกิจกรรมควบคุมคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก (External quality assurance หรือ Proficiency testing program) เป็นประจำ
5. ควรมีการประเมินติดตามอัตราการตรวจพบและอุบัติการณ์เกิดผลลบลงและผลบวกลงเป็นระยะๆ ว่าผิดไปจากมาตรฐานทั่วไปที่ยอมรับได้หรือไม่

6. ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการฝึกอบรมและการตรวจประเมินด้านประสิทธิภาพ ด้านองค์ความรู้ในการวิเคราะห์และประมวลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นประจำ

### การรายงานผล

1. รายงานค่าความเสี่ยงที่ทารกในครรภ์ จะเป็นกลุ่มอาการดาวน์
2. รายงานผลภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับตัวอย่าง



## เอกสารอ้างอิง


1. The Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists. Prenatal screening and diagnosis of chromosomal and genetic abnormalities in the fetus in pregnancy C-Obc 59; 2015
2. คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2556-2558. แนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เรื่อง การตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ในสตรีตั้งครรภ์; 2558: 43-51.
3. ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ. การวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์ในปัญหาทางสูติศาสตร์ที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 1. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2561: 113-134.
4. เพ็ญลดา ทองประเสริฐ. การตรวจคัดกรองการตั้งครรภ์ทารกกลุ่มอาการดาวน์. แหล่งข้อมูล: <http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011>.
5. Dahl F, Ericsson O, Karlberg O, Karlsson F, Howell M, Persson F, *et al*. Imaging single DNA molecules for high precision NIPT. Scientific Reports 2018; 8: 4549.





บทที่  
**3**

การตรวจวินิจฉัย  
ก่อนคลอด



## บทที่ 3

### การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด

#### บทนำ

การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด (Prenatal diagnosis: PND) เป็นการนำเซลล์ของทารกในครรภ์มาตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ อาศัยการเก็บตัวอย่างของทารกในครรภ์ ซึ่งอาจเป็นตัวอย่างชิ้นเนื้อรก หรือน้ำคร่ำที่หล่อรอบตัวทารก หรือเลือดสายสะดือของทารก การเก็บตัวอย่างของทารกในครรภ์นิยมทำ 3 วิธี<sup>(1,2)</sup> ดังนี้

1. การตัดชิ้นเนื้อรก (Chorionic Villus Sampling: CVS) ช่วงอายุครรภ์ 11-14 สัปดาห์ มักเป็นวิธีที่เลือกใช้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์มารับการตรวจคัดกรองก่อนข้างเร็วตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 เมื่อได้ชิ้นส่วนของเนื้อรกแล้ว จะทำการคัดแยกส่วนของเลือดหญิงตั้งครรภ์ที่อาจปะปนกับส่วนของเนื้อรกออก แล้วส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อทำการเพาะเลี้ยงเซลล์และตรวจวิเคราะห์โครโมโซมต่อไป การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดโดยวิธีนี้มีโอกาสเสี่ยงในการแท้งบุตรประมาณร้อยละ 1 และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น การรั่วของน้ำคร่ำ หรือการติดเชื้อประมาณร้อยละ 0.5 เป็นต้น และสามารถทำได้เฉพาะบางสถานพยาบาล

2. การเจาะน้ำคร่ำ (Amniocentesis) ช่วงอายุครรภ์ 16-20 สัปดาห์ ข้อดีของการเจาะน้ำคร่ำคือเป็นวิธีที่ง่าย และมีโอกาสประสบความสำเร็จในการตรวจวิเคราะห์โครโมโซมสูงหรือมีโอกาสในการตรวจซ้ำต่ำกว่าวิธีอื่น มีโอกาสแท้งบุตรจากการเจาะน้ำคร่ำประมาณร้อยละ 0.5

3. การเจาะเลือดสายสะดือทารกในครรภ์ (Cordocentesis) ช่วงอายุครรภ์ 18-22 สัปดาห์ ไม่นิยมเลือกใช้เป็นวิธีแรกเมื่อเทียบกับการทำ CVS หรือ การเจาะน้ำคร่ำ เนื่องจากขั้นตอนการทำยากกว่า

และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสแท้งบุตรสูงกว่าวิธีอื่น คือ ประมาณร้อยละ 1.4 ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดโดยวิธีนี้จะทำในกรณีที่มีข้อบ่งชี้บางอย่าง เช่น อายุครรภ์เกิน 20 สัปดาห์ มีความจำเป็นต้องตรวจโรคอื่นร่วมด้วย เช่น โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น

#### ข้อบ่งชี้การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด<sup>(2)</sup>

1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี เมื่อนับถึงวันครบกำหนดคลอด
2. หญิงตั้งครรภ์มีผลการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ที่พบว่ามีความเสี่ยงสูง
3. เคยมีประวัติการตั้งครรภ์ทารกเป็น Trisomy 13, 18 หรือ 21
4. หญิงตั้งครรภ์หรือสามี มีความผิดปกติของโครโมโซมชนิด balanced Robertsonian translocation ทำให้มีความเสี่ยงที่ทารกในครรภ์เป็น Trisomy 13 หรือ 21
5. ผลการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงพบว่าทารกในครรภ์มีความเสี่ยงสูงต่อการมีโครโมโซมผิดปกติชนิด Aneuploidy

#### การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

โดยทั่วไปวิธีที่ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ในประเทศไทยใช้เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์ ได้แก่

1. การตรวจวิเคราะห์โครโมโซม (Conventional Karyotyping) เป็นวิธีมาตรฐานสำหรับใช้ในการตรวจยืนยันความผิดปกติของทารกในครรภ์ก่อนคลอด



2. การตรวจทางอณูพันธุศาสตร์ เป็นวิธีทางเลือก กรณีต้องการทราบผลการตรวจอย่างรวดเร็ว มี 3 วิธี ได้แก่

2.1 Fluorescent in Situ Hybridization (FISH)

2.2 Bacterial Artificial Chromosomes on Beads (BACs on Beads; BoBs)


2.3 Quantitative Fluorescent Polymerase Chain Reaction (QF-PCR)

### Conventional Karyotyping

การตรวจวิเคราะห์โครโมโซม (Conventional Karyotyping) หรือการวิเคราะห์โครโมโซม (Chromosome Analysis) เป็นการตรวจวินิจฉัยรายละเอียดของโครโมโซมแต่ละแท่ง เพื่อตรวจหาความผิดปกติทั้งจำนวนและรูปร่างของโครโมโซมแต่ละเซลล์ การทำแคริโอไทป์นิยมใช้โครโมโซมในระยะเมตาเฟส เพราะเป็นระยะที่มองเห็นโครโมโซมแต่ละแท่งชัดเจน การทำแคริโอไทป์ทำได้โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ เตรียมโครโมโซม เกลี่ยโครโมโซมลงบนแผ่นกระจกสไลด์ และย้อมแถบสีบนโครโมโซม เทคนิคการ

ย้อมแถบสีบนโครโมโซมทำให้เกิดแถบเข้ม (Dark band) และแถบสว่าง (Light band) สลับกันบนแท่งโครโมโซม ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ลักษณะและจับคู่ของโครโมโซมคู่เหมือนได้อย่างชัดเจน และแม่นยำมากขึ้น ซึ่งมีลักษณะเฉพาะสำหรับโครโมโซมแต่ละคู่ ทำให้สามารถเห็นความผิดปกติของโครโมโซมได้ชัดเจน โดยเฉพาะความผิดปกติทางด้านโครงสร้าง (Structural aberration) ซึ่งการย้อมสีแบบธรรมดา (Conventional staining) ไม่สามารถบอกได้ การย้อมแถบสีบนโครโมโซมมีหลายเทคนิค ได้แก่ G (Giemsa) banding, Q (quinacrine) banding, R (reverse) banding, C (centromeric heterochromatin) banding, T (telomeric) banding, and nucleolar organizing regions (NORs), high resolution (fine) banding โดยปกติจะย้อมโดยเทคนิค G-banding<sup>(3)</sup> (ภาพที่ 5)

**การรายงานผล** ตามระบบมาตรฐานสากล An International System for Human Cytogenetic Nomenclature (2016) (ISCN 2016)<sup>(4)</sup> โดยทั่วไปรายงานผลภายใน 3-5 วัน หลังจากวันที่ได้รับตัวอย่าง



ภาพที่ 5 แสดงผลการตรวจ Conventional Karyotyping โดยการย้อมแถบสีบนโครโมโซมแบบ G-banding ของทารกกลุ่มอาการดาวน์เพศหญิง 47, XX, +21 (ก) เปรียบเทียบกับทารกปกติเพศชาย 46, XY (ข) (ที่มา: [https://www.eurekaalert.org/pub\\_releases/2014-04/udg-t2041014.php](https://www.eurekaalert.org/pub_releases/2014-04/udg-t2041014.php) และ <http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/mendel/karyotype.htm> ตามลำดับ)




### Fluorescent in Situ Hybridization (FISH)

การประยุกต์ใช้เทคนิค FISH ในการวินิจฉัยโครโมโซมของทารกในครรภ์ก่อนคลอด เป็นการตรวจสอบความผิดปกติของดีเอ็นเอบนโครโมโซมในระยะอินเตอร์เฟส โดยนำตัวจับดีเอ็นเอ (DNA probe) ที่มีลำดับของนิวคลีโอไทด์เป็นเบสคู่สมกับดีเอ็นเอเป้าหมายมาติดฉลากด้วยสารเรืองแสง และ Hybridize กับโครโมโซมของตัวอย่างส่งตรวจ ที่ตำแหน่งจำเพาะเจาะจงบนแผ่นสไลด์ DNA probe ดังกล่าวจะสามารถจับกับ DNA เป้าหมายได้ ดังนั้นเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์


ฟลูออเรสเซนซ์ จะตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมจากการประเมินรูปแบบการเรืองแสงของ DNA probe ที่อยู่บนแท่งโครโมโซมได้ วิธีการนี้นิยมใช้ตรวจความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 ร่วมกับโครโมโซมอื่นที่พบความผิดปกติบ่อย ได้แก่ โครโมโซม 13, 18, X และ Y<sup>(5-8)</sup>(ภาพที่ 6)

**การรายงานผล** ตามระบบมาตรฐานสากล An International System for Human Cytogenetic Nomenclature (2016) (ISCN 2016)<sup>(4)</sup> โดยทั่วไปรายงานผลภายใน 3-5 วัน หลังจากวันที่ได้รับตัวอย่าง

(ก)



(ข)



**ภาพที่ 6** แสดงผลการตรวจกลุ่มอาการดาวน์ (Trisomy 21) โดยเทคนิค FISH วิเคราะห์โดยใช้ DNA probe ที่จำเพาะกับโครโมโซม 21 และ 13 พบการเรืองแสงของ 21-probe 3 จุด (สีชมพู) และ 13-probe 2 จุด (สีเขียว) (ก) เปรียบเทียบกับคนปกติ พบการเรืองแสงของ 21-probe 2 จุด (สีชมพู) และ 13-probe 2 จุด (สีเขียว) (ข)  
(ที่มา: Magalhaes M, et al. Clin Case Rep 2017; 5(8): 1222-1225.)<sup>9</sup>





## Bacterial Artificial Chromosomes on Beads (BACs on Beads; BoBs)

เป็นการตรวจสอบความผิดปกติของ DNA บนโครโมโซม โดยการนำตัวจับดีเอ็นเอ (DNA probe) ที่ได้จากการออกแบบให้จำเพาะกับบริเวณของ DNA ที่ต้องการตรวจสอบจากพาหะโครโมโซมเทียมแบบที่เรีย หรือพาหะ BAC (Bacterial Artificial Chromosome : BAC) มาตรึงอยู่บนเม็ด Dyed beads ที่ติดสัญญาณสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) ไว้ โดยจะมีความจำเพาะกับตำแหน่งของ Target region บนโครโมโซมที่ต้องการวิเคราะห์ ส่วน Genomic DNA จากตัวอย่างส่งตรวจ ถูกนำมาติดฉลากด้วย Biotin เมื่อมีการ Hybridize กันระหว่าง

DNA probe บน BACs-on-Beads ซึ่งมีจำนวน 4-7 probe ต่อตำแหน่งจำเพาะบนบริเวณต่างๆ ของโครโมโซม ที่ต้องการตรวจหาความผิดปกติ กับ Genomic DNA ของตัวอย่างส่งตรวจ สามารถติดตามปฏิกิริยาด้วย Streptavidin-phycoerythrin fluorescent reporter ทำการวิเคราะห์และอ่านผล โดยเครื่องอัตโนมัติ และประมวลผลโดยแสดงค่าสัญญาณ Fluorescence intensity ของ DNA ตัวอย่างเปรียบเทียบกับ Reference DNA<sup>(10,11)</sup> (ภาพที่ 7)

**การรายงานผล** ตามระบบมาตรฐานสากล An International System for Human Cytogenetic Nomenclature (2016) (ISCN 2016)<sup>(4,12)</sup> โดยทั่วไปรายงานผลภายใน 3-5 วัน หลังจากวันที่ได้รับตัวอย่าง





ภาพที่ 7 แสดงสัญญาณสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนซ์ที่วัดได้ โดยเทคนิค BoBS ในทารกเพศชายกลุ่มอาการดาวน์ (ที่มา : กลุ่มพันธุกรรมทางคลินิก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)



### Quantitative Fluorescent Polymerase Chain Reaction (QF-PCR)

เป็นการตรวจสอบความผิดปกติของจำนวนชุดดีเอ็นเอบนโครโมโซม โดยอาศัยการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมบริเวณลำดับเบสซ้ำต่อเนื่องขนาดสั้น (Short tandem repeat: STR) ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง จำนวนอย่างน้อย 4 ตำแหน่งต่อความผิดปกติ และตรวจวิเคราะห์ PCR product โดยหลักการ Capillary electrophoresis ด้วยเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสอัตโนมัติ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ผลการตรวจออกมาเป็น Electropherogram มีโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยคำนวณจากสัดส่วนพื้นที่ใต้กราฟของ Peak หรือสัดส่วนความสูงของ Peak การแปลผลพิจารณาจากรูปแบบ Peak ของ STR


marker แต่ละตำแหน่งร่วมกัน วิธีการนี้นิยมใช้ตรวจความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 ร่วมกับโครโมโซมอื่นที่พบความผิดปกติบ่อย ได้แก่ โครโมโซม 13, 18, X และ Y <sup>(7-8, 13)</sup> (ภาพที่ 8)

#### การรายงานผล

**ปกติ** รูปแบบ Peak ของ STR marker แต่ละตำแหน่ง รายงานได้ 2 รูปแบบ คือ รายงาน 2 Peak สัดส่วน 1:1 หรือรายงาน 1 Peak

**กลุ่มอาการดาวน์** รูปแบบ Peak ของ STR marker แต่ละตำแหน่ง รายงานได้ 3 รูปแบบ คือ รายงาน 3 Peak สัดส่วน 1:1:1, รายงาน 2 Peak สัดส่วน 2:1 หรือ 1:2, หรือรายงาน 1 Peak

โดยทั่วไปรายงานผลภายใน 3-5 วัน หลังจากวันที่ได้รับตัวอย่าง



ภาพที่ 8 แสดง Electropherogram ของกลุ่มอาการดาวน์ที่มี Trisomy 21 (ที่มา : Cirigliano V, et al. Molecular Human Reproduction 2001; 7(10): 1001-1006)<sup>(14)</sup>



## ข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการตรวจ

ข้อดี	ข้อจำกัด
<b>วิธี Conventional Karyotyping</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สามารถตรวจจำนวนและรูปร่างลักษณะของโครโมโซมได้</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จำเป็นต้องเพาะเลี้ยงเซลล์ จึงใช้ระยะเวลาตรวจวิเคราะห์นานประมาณ 3 สัปดาห์</li> <li>2. มีอัตราการเพาะเลี้ยงเซลล์ล้มเหลวได้ร้อยละ 1</li> <li>3. ผลการตรวจที่ปกติไม่สามารถตรวจพบภาวะ Mosaicism ปริมาณน้อยได้ ถ้าสงสัยภาวะนี้ต้องวิเคราะห์จำนวนเซลล์มากขึ้น</li> <li>4. ไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติที่มีการขาดของโครโมโซมขนาดเล็ก (Microdeletion) ได้ เพราะความละเอียดที่จำกัด</li> </ol>
<b>วิธี Fluorescent in Situ Hybridization (FISH)</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่ต้องเพาะเลี้ยงเซลล์ ทำให้รวดเร็วในการตรวจวินิจฉัย</li> <li>2. สามารถตรวจพบการขาดของโครโมโซมขนาดเล็ก (Microdeletion) เพียง 50-100 kilobase (Kb) ได้</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ต้องเลือกใช้ DNA probe ให้เหมาะสมในการตรวจวินิจฉัย</li> <li>2. ไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติของโครโมโซมบริเวณอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากบริเวณ DNA probe ไป Hybridize ได้</li> </ol>
<b>วิธี Bacterial Artificial Chromosomes on Beads (BACs on Beads;BoBs)</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่ต้องเพาะเลี้ยงเซลล์ ทำให้รวดเร็วในการตรวจวินิจฉัย</li> <li>2. สามารถตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมขนาดเล็กชนิด Microdeletion และ Microduplication ได้</li> <li>3. ใช้ปริมาณตัวอย่างน้อย และสามารถตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมได้ครั้งละหลายชนิดพร้อมกัน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การปนเปื้อนจากเลือดแม่ในตัวอย่างน้ำคร่ำ อาจส่งผลต่อการแปลผลได้</li> <li>2. วิธีนี้ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมชนิด Point mutation, Balance rearrangement (Inversion และ Translocations), Ploidy change, Uniparental disomy, Chromosome methylation และ Mosaicism ปริมาณน้อยได้</li> </ol>



ข้อดี	ข้อจำกัด
<b>วิธี Quantitative Fluorescent Polymerase Chain Reaction (QF-PCR)</b>	
1. ไม่ต้องเพาะเลี้ยงเซลล์ ทำให้รวดเร็วในการตรวจวินิจฉัย 2. ใช้ปริมาณตัวอย่างน้อย และสามารถตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมได้ครั้งละหลายชนิดพร้อมกัน	1. การปนเปื้อนจากเลือดแม่ในตัวอย่างน้ำคร่ำ อาจส่งผลต่อการแปลผลได้ 2. อาจพบปัญหาการตรวจยีนไม่ครบ (Allele drop out: ADO) เช่น กรณีวิเคราะห์ตัวอย่าง Mosaic ที่มีเซลล์ผิดปกติชนิด Trisomy 21 ในปริมาณน้อยมาก อาจพบการเกิด ADO ทำให้แปลผลการตรวจผิดพลาด เป็นต้น

### ข้อแนะนำการเก็บและนำส่งตัวอย่าง<sup>(15)</sup>


- เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อรก น้ำคร่ำ และเลือดสายสะดือ ส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้


วิธี	ชิ้นเนื้อรก	น้ำคร่ำ	เลือดสายสะดือ
Conventional Karyotyping	ปริมาณ >10 มิลลิกรัม ใส่ในหลอดเก็บตัวอย่างที่มี Transport medium	ปริมาณ 15-20 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดเก็บตัวอย่าง	ปริมาณ 1-2 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดเก็บตัวอย่างที่มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด Heparin
FISH/ BoBs/ QF-PCR	ปริมาณ >5 มิลลิกรัม ใส่ในหลอดเก็บตัวอย่างที่มี Normal saline	ปริมาณ 5-10 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดเก็บตัวอย่าง	ปริมาณ 0.5-1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดเก็บตัวอย่างที่มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด EDTA

2. ติดป้ายชื่อ หรือรหัส ข้างหลอดเก็บตัวอย่างทุกราย
3. ปิดฝาหลอดตัวอย่างให้สนิท นำส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถนำส่งได้ให้เก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 2 วัน ห้ามแช่แข็ง นำส่งห้องปฏิบัติการโดยบรรจุลงกล่องโฟมหรือกระติกที่มีน้ำแข็งเพื่อควบคุมอุณหภูมิ พร้อมหนังสือนำส่งตัวอย่างและข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์ตามแบบฟอร์มส่งตรวจที่กำหนด
4. เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง
  - ตัวอย่างมีปริมาณน้อยกว่าที่กำหนด
  - ใส่สารกันเลือดแข็งตัวหรือน้ำยารักษาสภาพตัวอย่างผิดประเภท
  - หลอดเก็บตัวอย่างมีรอยแตกร้าว หรือมีตัวอย่างเปราะเปื้อนออกมภายนอกหลอดอย่างชัดเจน
  - ไม่มีฉลาก หรือข้อความบนฉลากไม่ครบถ้วน เลอะเลือน ไม่ชัดเจน ไม่สามารถบ่งชี้ตัวอย่างได้
  - ชื่อผู้ป่วยบนหลอดเก็บตัวอย่างไม่ตรงกับใบนำส่ง

### การควบคุมคุณภาพ

1. ควรทำการตรวจสอบคุณภาพของน้ำยาก่อนนำมาใช้ในงานบริการ
2. ควรให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือเป็นประจำสม่ำเสมอ
3. ควรมีการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal quality control) โดยใช้วัสดุควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานทุกครั้งที่ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างส่งตรวจ
4. ควรเข้าร่วมกิจกรรมควบคุมคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก (External quality assurance หรือ Proficiency testing program) เป็นประจำ
5. ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการฝึกอบรมและการตรวจประเมินด้านประสิทธิภาพ ด้านองค์ความรู้ในการวิเคราะห์และประมวลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นประจำ





## เอกสารอ้างอิง

1. ปรีศนา พานิชกุล. การตรวจคัดกรองและการตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรมของทารกก่อนคลอด. เวชสารแพทย์ทหารบก 2557; 67(2): 69-77.
2. ชารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์. หัตถการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด. สงขลานครินทร์เวชสาร 2553; 28(6): 339-348.
3. Veerabhadrapa SK, Chandrappa PR, Roodmal SY, Sharan J Shetty, Madhu Shankari Gunjiganur S, Mohan Kumar Kumbar P. Karyotyping: Current perspectives in diagnosis of chromosomal disorders. Sifa Medical Journal 2016; 3(2): 35-40.
4. Jean McGowan-Jordan Annet Simons Michael Schmid, editors. An International System for Human Cytogenomic Nomenclature 2016.
5. สมชาย แสงกิจพร, บุชบา ฤกษ์อำนาจโชค, ศศกรณ์ สารโสภณ, รัชณี ปริณายก, ประสพโชค เนียมรอด, อักษรธาภิรักษ์ณชิต และคณะ. รายงานการตรวจหาโครโมโซมแท่งที่ 21 ในเซลล์น้ำคร่ำที่ไม่ได้เพาะเลี้ยงโดยเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์อินซิทูไฮบริไดเซชัน. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2543; 42(1): 20-27.
6. Chiamchanya C, Visutakul P, Gumnarai N, Su-angkawatin W. Preimplantation Genetic Screening (PGS) in Infertile Female Age > 35 Years by Fluorescence in Situ Hybridization of Chromosome 13, 18, 21, X and Y. J Med Assoc Thai 2008; 91(11): 1644-1650.
7. Silva M, Leeuw ND, Mann K, Schuring-Blom H, Morgan S, Giardino D, Katrina Rack, *et al.* European guidelines for constitutional cytogenomic analysis. European Journal of Human Genetics 2019; 27: 1-16.
8. The Royal Australian and New Zealand college of Obstetricians and Gynaecologists. Prenatal screening and diagnosis of chromosomal and genetic conditions in the fetus in pregnancy; 2016.
9. Magalhaes M, Marques C, Ramos F, Jordim A, Franco S, Coelho F, *et al.* Why could a woman have three Trisomy 21 pregnancies?-a case report. Clin Case Rep 2017; 5(8): 1222-1225.
10. Jaranasaksakul W, Chareonsirisuthigul T, Areesirisuk P, Parinayok R, Rerkamnuaychoke B. Application of KaryoLite™ BACs on Beads™ assay for prenatal diagnosis to detect chromosome aneuploidy in amniotic fluid cells. Thai J Genet 2015; 8(1): 66-72.
11. Choy KW, Kwok YK, Cheng YKY, Wong KM, Wong HK, Leung KO, *et al.* Diagnostic accuracy of the BACs-on-Beads™ assay versus karyotyping for prenatal detection of chromosomal abnormalities: a retrospective consecutive case series. BJOG 2014; DOI: 10.1111/1471-0528.12873.

12. E.C.A. Permanent Working Group for Cytogenetics and Society. A common European framework for quality assessment for constitutional, acquired and molecular cytogenetic investigations. European Cytogenetics Association Newsletter; 2012.
13. Rodrat N, Shotivaranon J, Chareonsirisuthigul T, Panburana P, Rerkamnuaychoke B. The Use of Quantitative Fluorescence PCR for Common Aneuploidy Detection in Prenatal Diagnosis. Rama Med J 2014; 37(3): 111-117.
14. Cirigliano V, Ejarque M, Canˆadas MP, Lloveras E, Plaja A, Perez MDM, *et al.* Clinical application of multiplex quantitative fluorescent polymerase chain reaction (QF-PCR) for the rapid prenatal detection of common chromosome aneuploidies. Molecular Human Reproduction 2001; 7(10): 1001-1006.
15. ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. ตารางคู่มือบริการทางพยาธิ (อินเทอร์เน็ต). 2562 (สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2562).







ກາລຸນາ



## แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการการกลุ่มอาการดาวน์







### ประวัติเพิ่มเติม

รายละเอียด	มี	ไม่มี
1. ประวัติคลอดบุตรกลุ่มอาการดาวน์		
2. ประวัติคลอดบุตรผิดปกติทางโครโมโซม (Trisomy 13, 18, 21 และอื่นๆ)		
3. ประวัติคลอดบุตรโรคหลอดเลือดประสาทไม่ปิด (Neural tube defect)		
4. เบาหวานที่พึ่งพาอินซูลินในการตั้งครรภ์ครั้งปัจจุบัน		
5. ตั้งครรภ์จากการผสมเทียม		
6. ประวัติสูบบุหรี่		

### สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ผู้รับตัวอย่าง..... วัน/เดือน/ปี ที่รับตัวอย่าง..... เวลา.....



หมายเลขวิเคราะห์.....  
(สำหรับห้องปฏิบัติการ)

(ตัวอย่าง)  
แบบนำส่งตัวอย่าง  
การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดกลุ่มอาการดาวน์

ข้อมูลหน่วยงานที่ส่งตรวจ

หน่วยงาน/โรงพยาบาล.....  
แพทย์/ผู้ส่งตรวจ..... หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ.....

ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์

ชื่อ-นามสกุล..... HN.....  
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก □-□□□□-□□□-□□-□  
วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.).....อายุ.....  
ที่อยู่.....  
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ.....

ข้อบ่งชี้

.....

ผลการตรวจคัดกรอง

กรุณาแนบสำเนาผลการตรวจวิเคราะห์

การเก็บตัวอย่าง

ชนิดของตัวอย่าง  น้ำคร่ำ  ชิ้นเนื้อรก  เลือดสายสะดือ  
วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง.....เวลา.....  
ปริมาณตัวอย่าง/ขนาด .....มิลลิลิตร/เซนติเมตร  
ผู้ส่งตัวอย่าง..... วัน/เดือน/ปี ที่ส่งตัวอย่าง..... เวลา.....

วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ต้องการตรวจ

- Conventional Karyotyping
- Fluorescent in Situ Hybridization (FISH)
- Quantitative Fluorescent Polymerase Chain Reaction (QF-PCR)
- BACs on Beads (BoBs)
- อื่นๆ.....

สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ผู้รับตัวอย่าง..... วัน/เดือน/ปี ที่รับตัวอย่าง..... เวลา.....



---

## คำย่อ

---

AFP	Alpha-fetoprotein
BoBs	Bacterial artificial chromosomes on beads
CVS	Chorionic villus sampling
CE	Conformite Europeene
FISH	Fluorescent in situ hybridization
IDDM	Insulin – dependent diabetes mellitus
IVD	In Vitro Diagnostic
MA	Maternal age
MoM	Multiples of the median
NT	Nuchal translucency
NIPT	Non-invasive prenatal testing
NIPS	Non-invasive prenatal screening
PAPP-A	Pregnancy associated plasma protein-A
PND	Prenatal diagnosis
QF-PCR	Quantitative fluorescent polymerase chain reaction
$\beta$ -hCG	Beta-human chorionic gonadotrophin
uE3	Unconjugated estriol




คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ ๕๐๓๐ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน  
การตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวในหญิงตั้งครรภ์ทางห้องปฏิบัติการ

เพื่อสนับสนุนแผนงานป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวในหญิงตั้งครรภ์ของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีศักยภาพในการบริการอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวในหญิงตั้งครรภ์ทางห้องปฏิบัติการ ดังรายนามต่อไปนี้

- |  |           |
|--|-----------|
| ๑. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย<br>อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                      | ที่ปรึกษา |
| ๒. นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน<br>รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                     | ที่ปรึกษา |
| ๓. นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร<br>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                              | ประธาน    |
| ๔. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิปร วิประกษิต<br>โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล   | กรรมการ   |
| ๕. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ<br>มหาวิทยาลัยขอนแก่น               | กรรมการ   |
| ๖. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่              | กรรมการ   |
| ๗. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา สุนทรสัจ<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            | กรรมการ   |
| ๘. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศกนัน มะโนทัย<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  | กรรมการ   |
| ๙. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญา พันธุ์บุรณะ<br>โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | กรรมการ   |
| ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ฤกษ์อำนาจโชค<br>โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   | กรรมการ   |
| ๑๑. นายแพทย์สุกิจ ศรีทิพวรรณ<br>โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์                     | กรรมการ   |



- |   |                            |
|---|----------------------------|
| ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี โทบั่นลือภาพ<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรรมการ                    |
| ๑๓. แพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์<br>กรมอนามัย                    | กรรมการ                    |
| ๑๔. ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย                    | กรรมการ                    |
| ๑๕. ผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย                      | กรรมการ                    |
| ๑๖. นางสิริภากร แสงกิจพร<br>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๗. นางสาวอัมรา โยวัง<br>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                   | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘. นางอารีรัตน์ ขอไชย<br>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                  | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๙. นางสาวสวิตรี ด้วงเรือง<br>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์              | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |


#### หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ทบทวนปัญหา อุปสรรคในการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทางห้องปฏิบัติการ
๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทางห้องปฏิบัติการ
๓. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม
๔. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุชุม กาญจนพิมาย)  
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ ๕๔๕๔ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน  
การตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทางห้องปฏิบัติการ (เพิ่มเติม)

คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒๐๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนแผนงานป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีศักยภาพในการบริการอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทางห้องปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ดังรายนามต่อไปนี้

๑. นางสาวสุพิชฌาย์ เต็มเสรีกุล กรรมการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒. นางสาวอรพรรณ ศรีพิชัย กรรมการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ทบทวนปัญหา อุปสรรคในการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทางห้องปฏิบัติการ
๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทางห้องปฏิบัติการ
๓. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม
๔. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุชุม กาญจนพิมาย)  
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Department of Medical Sciences



การประชุม

คณะกรรมการจัดทำคู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับกลุ่มอาการดาวน์"


วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม VIRGO โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร



## กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน  
ที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการ  
จัดทำคู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
กลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์จนสำเร็จด้วยดี



**ห**้องปฏิบัติทางการพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการควบคุม และป้องกันกลุ่มอาการดาวน์ การดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการ ทุกขั้นตอนล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น จึงมีความจำเป็นที่บุคลากร ทางห้องปฏิบัติการต้องได้รับความรู้อย่างเพียงพอ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับระบบคุณภาพ เพื่อให้ผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือ สามารถสนับสนุนการควบคุม และป้องกันกลุ่มอาการดาวน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



<http://www.dmsc.moph.go.th/>



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Department of Medical Sciences

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
88/7 ซ.บําราศนราดรุณ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 ต่อ 99394, 99325  
E-mail: prdmsc@dmsc.mail.go.th